



COMPAÑÍA PROVEEDORA  
ISIS S.A de C.V.

---

**ISIS | Compañía Proveedoradora ISIS, S.A. de C.V.**

*ISIS*

**ARTY-PLUS**



\$ 900.00



Fluido arterial con cualidades humectantes y cosméticas. Se puede utilizar a razón de 6-8 onzas por galón de agua. Usted puede tener un grado de firmeza de medio a rígido. Para obtener grado medio de fijación use de 6 a 8 onzas de fluido por cada galón de agua. Para obtener rigidez de tejidos use de 12 a 16 onzas por cada galón de agua. En casos de autopsia utilice 16 onzas de solución por galón de agua. El fluido es de acción retardada. El grado máximo de fijación se obtiene de 12 a 14 horas después de la inyección arterial. Adicionado con los ingredientes químicos que producen máxima desinfección y preservación de tejidos. Amortiguado a un pH estable.

[Información](#)